

LABORATOIRE BIONACRE

Tél : 02.31.44.00.20 – Fax : 02.31.47.97.65

BIONACRE – LEBISEY

1 Bis avenue de Garbsen
14200 Hérouville Saint-Clair

BIONACRE – LE VAL

Centre Commercial St-Clair
14200 Hérouville Saint-Clair

BIONACRE - VAUCELLES

15 rue de Vaucelles
14000 Caen

BON DE DEMANDE DE MATERIEL

(A remettre au coursier ou à faxer au 02.31.47.97.65)

NOM de la personne qui effectue la commande : Date de la commande : / / Date de livraison souhaitée : / /	Nom ou cachet du cabinet infirmier ou correspondant
---	--

MATERIEL A FOURNIR PAR LE LABORATOIRE	QUANTITE
Tube bouchon mauve (EDTA)	(1 boîte = 100 tubes)
Tube bouchon marron AVEC GEL (SEC) 7ml	(1 boîte = 100 tubes)
Tube bouchon bleu (CITRATE)	(1 boîte = 100 tubes)
Tube bouchon vert (HEPARINE)	(1 boîte = 100 tubes)
Tube bouchon gris (FLUORURE)	(1 boîte = 100 tubes)
Tube bouchon rouge pour dosage de médicaments (SEC)	(10 tubes)
Aiguilles (merci de préciser le modèle) : <input type="checkbox"/> Vertes : <input type="checkbox"/> 38 mm <input type="checkbox"/> 25 mm <input type="checkbox"/> Noires : <input type="checkbox"/> 38 mm <input type="checkbox"/> 25 mm Aiguilles à ailettes : <input type="checkbox"/> bleues <input type="checkbox"/> vertes	
Sachets de transport	(1 sac = 100 sachets)
Fiche de transmission	(100)
Cotons	(1 sac = 500 cotons)
Lingettes antiseptiques	(1 boîte = 100 lingettes)
Pansements	(1 sac = 200 pansements)
Corps de pompe	
Boîtes pour prélèvements pédiatriques	
Ecouvillons	
Flacon ECBU	
Tubes BD avec pipette pour conservation des ECBU	
Flacons coproculture/parasitologie des selles	
Flacons pour recueil des urines des 24 heures	
Flacon de glucose pour hyperglycémie	
Etiquettes tubes (Etiquettes vierges pour identification du patient à coller sur les tubes)	
Bon de demande de matériel	

Autres :

--	--

PARTIE RESERVEE AU LABORATOIRE

Reçue par : <input type="checkbox"/> fax <input type="checkbox"/> tél <input type="checkbox"/> coursier <input type="checkbox"/> oral	Préparée par :	Déposée par :
Enregistrée par :	Le :	Tournée :
Le :	Le :	Le :